

Трговско име: STROMATOLYSER-NR DYE

Актуелна верзија: 1.0.1, изработено на ден: 04.05.2022

Заменета верзија: 1.0.0, изработено на ден: 19.05.2020

Регион: МК

## ОТСЕЧКА 1: Ознака на материјалот односно на смесата и на фирмата

### 1.1 Идентификатор на производи

Трговско име

**STROMATOLYSER-NR DYE**

### 1.2 Релевантни идентификувани примени на материјата или смесата и примени, кои што не се препорачуваат

Релевантни идентификувани употреби

За ин-витро дијагностика

Употреби, кои што не се препорачуваат

Нема наводи на расположување.

### 1.3 Поединчни детали за испорачувачот, кој што ја става на расположување безбедносната спецификација

Адреса

SYSMEX EUROPE SE

Bornbarch 1

D-22848 Norderstedt

Телефонски бр. +49 (40) 527 26-0

Факс-бр. +49 (40) 527 26-100

Информации во врска со безбедносната спецификација

[info@sysmex-europe.com](mailto:info@sysmex-europe.com)

Податоци во врска со производителот / испорачувачот

Адреса

SYSMEX EUROPE GMBH

Bornbarch 1

D-22848 Norderstedt

### 1.4 Итен број за итни случајеви

ЈЗУ Универзитетска Клиника за Токсикологија

Телефон во случај на нужда +389 2 3147 635 (24 часа)

## ОТСЕЧКА 2: Возможни опасности

### 2.1 Класификацирање на материјалот или смесата

Класификација според одредбата (ЕЗ) бр. 1272/2008 (CLP)

Acute Tox. 4; H302

### 2.2 Елементи за означување

Ознака според одредбата (ЕЗ) бр. 1271/2008 (CLP)

Пиктограми за опасности



GHS07

Сигнален збор

Внимание

Компонента (компоненти) кои што одредуваат опасности, за етикетирање:

Етандиол

Напомени за опасности

H302

Штетно по здравјето при голтање.

Безбедносни напомени

P301+P312

ВО СЛУЧАЈ НА ГОЛТАЊЕ: Ако не се чувствува добро, да се повика ЦЕНТАРОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТРОВИ/лекар.

Трговско име: STROMATOLYSER-NR DYE

Актуелна верзија: 1.0.1, изработено на ден: 04.05.2022

Заменета верзија: 1.0.0, изработено на ден: 19.05.2020

Регион: МК

P501

За содржината/за садот да се обезбеди отстранување како отпад во склад со локалните и националните прописи за отстранување отпад.

## 2.3 Останати опасности

PBT-оценка

Нема податоци.

Оценка-vPvB

Не постојат податоци.

## ОТСЕЧКА 3: Состав/податоци во врска со составните делови

### 3.1 Материјали

Нерелевантно. Производот не е материја.

### 3.2 Смеси

#### Опасни составни материји

Бр.	Име на материјата	Дополнителни напомени	%
	CAS / E3 / Индекс / REACH бр.	Класифицирање (Е3) 1272/2008 (CLP)	Концентрација
1	Етандиол	107-21-1 203-473-3 603-027-00-1 -	< 100,00 wt%

Како целосно гласат Н-сетовите и EUH-сетовите: види отсечка 16

(\*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\*) Објаснување во врска со ова погледни во Уредбата CLP 1272/2008, прилог VI, 1.2

## ОТСЕЧКА 4: Мерки на прва помош

### 4.1 Опис на мерките на прва помош

#### Општи напомени

Во случај на тегоби кои што траат, обавезно да се побара лекарска помош. Контаминираната облека и чевлите веднаш да се соблечат и пред нивна повторна употреба темелно да се очистат.

#### После вдишување

Засегнатото лице да се изнесе од опасната зона. Да се обрати внимание на постојано проветрување и свеж воздух.

#### После контакт со кожата

Веднаш да се измиша со вода и со сапун.

#### После контакт со очите

Капациите на очите да се држат растегнати, очите темелно да се плакнат со вода (15 мин.).

#### После голтнување

Веднаш да се повика лекар. Да не се провоцира повраќање. На лица кои што паднале во несвест не смее ништо да им се влезва во телото.

### 4.2 Најважни акутни симптоми и дејствија и такви кои одложено се појавуваат

Нема наводи на располагање.

### 4.3 Напомени за директна лекарска помош или специјално лекување

Нема наводи на располагање.

## ОТСЕЧКА 5: Мерки за сузбивање на пожар

### 5.1 Средство за гаснење

#### Соодветни средства за гаснење

Пена; Прав за гаснење; Јаглероден диоксид; Воден прскачки зрак

#### Несоодветни средства за гаснење

Полн воден зрак

### 5.2 Посебни опасности кои произлегуваат од материјата или смесата

Трговско име: STROMATOLYSER-NR DYE

Актуелна верзија: 1.0.1, изработено на ден: 04.05.2022

Заменета верзија: 1.0.0, изработено на ден: 19.05.2020

Регион: МК

Може да се ослободи во случај на пожар: Јаглероден диоксид (CO<sub>2</sub>); Јаглероден моноксид (CO)

## 5.3 Напомени за противпожарната одбрана

Да се употребува апарат за заштита на дишењето кој што ќе е независен од околниот воздух. Да се носи заштитно одело.

## ОТСЕЧКА 6: Мерки при ненамерно испуштање

### 6.1 Безбедносни мерки во врска со лица, заштитна опрема и постапки кои што треба да се применат во итни случаеви

#### Персонал кој што не е обучен за итни случаеви

Прописи за заштита (види отсечки 7 и 8). Да се обрати внимание на постојана вентилација. Да се избегнува контакт со кожата, со очите и со облеката. Да не се вдишуваат испарувањата. Да се држат настрана запаливи извори.

#### Сили за интервенирање

Нема податоци. Лична заштитна опрема - види отсечка 8.

### 6.2 Мерки за заштита на околината

Да не се дозволи продирање во канализацијата/површинските води/подземните води. Да не се дозволи да продре во почвата/тлото.

### 6.3 Методи и материјал за задршка и чистење

Да се собере со материјали кои што врзуваат течности (на пр. песок, дијатомејска земја, универзални врзувачи). Собраниот материјал да се третира според отсечката „фрлање на отпадот“.

### 6.4 Укажување на други отсечки

Нема наводи на располагање.

## ОТСЕЧКА 7: Ракување и ускладиштување

### 7.1 Заштитни мерки за безбедно ракување

#### Напомени за безбедно опходување

Ризикот при опходувањето со производот треба да се намали на најминимална мерка со тоа што ќе се применуваат заштитните и предострожните мерки. Работната постапка треба, доколку тоа е возможно според состојбата со техниката, да се обликува на тој начин, што опасните материји нема да се ослободат или контактот со кожата да може да се исклучи.

#### Општи мерки за заштита и хигиена

Во текот на работењето да не се јаде нити пие. Да се држи настрана од пијалоци, човечка храна и храна за животни. После работата и пред паузите да се очистат рацете и лицето. Да не се вдишуваат испарувањата. Да се избегнува допир со очите и со кожата. Извалкана, натопена облека веднаш да се соблече. Да се држи подготвен тушот за итна употреба.

#### Напомени во врска со заштитата од пожар и експлозии

Да се држи настрана од извори на жештина и на запаливост. Испарувањата со воздухот можат да обликуваат смеска која има потенцијал за експлозија.

### 7.2 Услови за безбедно складирање имаји ги во предвид компонентите на неподносливост

#### Технички мерки и услови на ускладиштување

Садот да се држи добро дихувано затворен и да се чува на студено, добро вентилирано место.

#### Препорачана температура на ускладиштување

Вредност 2 - 35 °C

#### Барања за услови во простории за ускладиштување и садови

Отворените садови да се затворат внимателно и да се складираат во исправена состојба, за да се спречи било какво излевање.

#### Напомени за здружено складирање

Да не се ускладиштува заедно со: Алуминиум; Хромилхлорид; Алкални хидроксиди; Перхлорна киселина; Оксидациони средства

### 7.3 Специфични крајни примени

Нема наводи на располагање.

Трговско име: STROMATOLYSER-NR DYE

Актуелна верзија: 1.0.1, изработено на ден: 04.05.2022

Заменета верзија: 1.0.0, изработено на ден: 19.05.2020

Регион: МК

**ОТСЕЧКА 8: Ограничување и надзор на експозицијата/на личната опрема за заштита****8.1 Параметри кои треба да се надзираат****Границни вредности на работното место**

Бр.	Име на материјата	CAS-бр.	EЗ-бр.
1	Етандиол	107-21-1	203-473-3
	2000/39/EC		
	Ethylene glycol		
	Краткорочна вредност	104	mg/m <sup>3</sup>
	Вредност	52	mg/m <sup>3</sup>
	Ресорпција преку кожата / сензибилизирање	Skin	ppm

**8.2 Ограничување и надзор на експозицијата****Соодветни технички уреди за управување**

Нема наводи на располагање.

**Лична заштитна опрема****Заштита за дишење**

Во случај да се надминат граничните вредности за работното место, мора да се носи соодветен апарат за заштита на дишењето. Доколку нема гранични вредности за работните места, треба при создавање на аеросоли и магли да се донесат доволно мерки за заштита на дишењето.

**Заштита за очи/лице**

Заштитни очила со странична заштита (DIN EN 166)

**Заштита за рацете**

Во случај на можен контакт на кожата со производот, употребата на ракавици, испитано според на пр. EN 374, дава доволна заштита. Заштитната ракавица во секој случај треба да биде испитана во однос на нејзината подобност специфична за работното место (на пр. во однос на нејзината механичка постојаност, степенот на поднесување на производот, антистатиката). Напатствија и информации на производителот на ракавиците во однос на нивната употреба, усладиштување, нега и замена треба да се следат. Заштитните ракавици во случај на нивно оштетување или првични знаци на абење треба веднаш да бидат заменети. Работните процеси треба да се организираат така што нема да мора време да се носат ракавици.

**Останати заштитни мерки**

Работна облека вообичаена за хемија.

**Ограничување и надзор на околинската експозиција**

Нема наводи на располагање.

**ОТСЕЧКА 9: Физикални и хемиски особини****9.1 Наводи за основните физикални и хемиски особини**

<b>Агрегатна состојба</b>		
течна		
<b>Форма/боја</b>		
течно		
сино		
<b>Миризба</b>		
без миризба		
<b>pH-вредност</b>		
Нема податоци		
<b>Точка на вриење / подрачје на вриење</b>		
Вредност	198	°C
<b>Точка на топење / подрачје на топење</b>		
Вредност	-12	°C
<b>Точка на распаѓање / подрачје на распаѓање</b>		

Трговско име: STROMATOLYSER-NR DYE

Актуелна верзија: 1.0.1, изработено на ден: 04.05.2022

Заменета верзија: 1.0.0, изработено на ден: 19.05.2020

Регион: MK

Нема податоци		
<b>Точка на пламнување</b>		
Вредност	128	°C
<b>Температура на палење</b>		
Вредност	410	°C
<b>Запалливост</b>		
Нема податоци		
<b>Долна граница на запалливост или експлозија</b>		
Вредност	1,8	%
<b>Горна граница на запалливост или експлозија</b>		
Вредност	12,8	%
<b>Притосок на пареата</b>		
Нема податоци		
<b>Густина на пареа</b>		
Нема податоци		
<b>Релативна густина</b>		
Нема податоци		
<b>Густина</b>		
Вредност	1,11	g/ml
Релевантна температура	20	°C
<b>Растворливост во вода</b>		
Вредност	100	%
Релевантна температура	20	°C
<b>Растворливост(и)</b>		
Нема податоци		
<b>Распределувачки коефициент: n-Octanol/вода</b>		
Нема податоци		
<b>кинематички вискозитет</b>		
Нема податоци		
<b>Partikeleigenschaften</b>		
Нема податоци		

## 9.2 Останати наводи

<b>Останати наводи</b>
Нема наводи на располагање.

## ОТСЕЧКА 10: Стабилност и реактивност

### 10.1 Реактивност

При употреба во склад со одредбите не можат да се очекуваат опасни реакции.

### 10.2 Хемиска стабилност

При употреба на препорачаните прописи за складирање и ракување, стабилно (види отсечка 7).

### 10.3 Возможни се опасни реакции

Без, во случај на употреба во склад со одредбите.

### 10.4 Услови кои што треба да се избегнат

Нема, во услови на употреба во склад со одредбите.

### 10.5 Неподносливи материјали

Алуминиум; Хромилхлорид; Алкални хидроксиди; Перхлорсна киселина; Оксидациони средства

### 10.6 Опасни распадливи производи

Трговско име: STROMATOLYSER-NR DYE

Актуелна верзија: 1.0.1, изработено на ден: 04.05.2022

Заменета верзија: 1.0.0, изработено на ден: 19.05.2020

Регион: МК

Нема, во случај на употреба во склад со одредбите.

## ОТСЕЧКА 11: Токсиколошки наводи

### 11.1 Наводи во врска со токсиколошките дејствија

#### Акутна орална токсичност (резултат од пресметката Смеса-ATE)

Бр	Име на производот
.	
1	<b>STROMATOLYSER-NR DYE</b>
ATE (смеса)	500,07
Метода	Постапка на пресметување според Уредбата (ЕЦ) 1272/2008 (CLP), прилог I, дел 3, отсечка 3.1.3.6.

#### Акутна орална токсичност

Нема податоци

#### Акутна дермална токсичност

Нема податоци

#### Акутна инхалаторна токсичност

Нема податоци

#### Нагризувачко/надразливо дејствие врз кожата

Нема податоци

#### Тешко оштетување/дразнење на очите

Нема податоци

#### Сензibilизирање на дишните патишта/на кожата

Нема податоци

#### Мутагеност на гаметата

Нема податоци

#### Репродуктивна токсичност

Нема податоци

#### Карцигонитет

Нема податоци

#### Специфичен одредишен орган-токсичност при еднократна експозиција

Нема податоци

#### Специфична токсичност на одредишиот орган при повторна експозиција

Нема податоци

#### Аспирациска опасност

Нема податоци

#### Одолговлечени дејствија и дејствија кои веднаш се случуваат како и хронични дејствија после краткорочна или долгочарна експозиција

Вдишувањето на испарувањата доведува до надразнување на дишните патишта и слузокожата, главоболки, гадење, вртоглавица, повраќање. Контакт на производот со очите може да доведе до надразнувања. Чест и постојан контакт со кожата може да доведе до надразнување на кожата.

### 11.2 Angaben über sonstige Gefahren

#### Endokrinschädliche Eigenschaften

Нема наводи на располагање.

#### Останати наводи

Нема наводи на располагање.

## ОТСЕЧКА 12: Наводи кои се однесуваат на околината

### 12.1 Токсичност

#### Токсичност за риби (акутно)

Трговско име: STROMATOLYSER-NR DYE

Актуелна верзија: 1.0.1, изработено на ден: 04.05.2022

Заменета верзија: 1.0.0, изработено на ден: 19.05.2020

Регион: МК

Нема податоци
<b>Токсичност за риби (хронично)</b>
Нема податоци
<b>Дафниска токсичност (акутно)</b>
Нема податоци
<b>Дафниска токсичност (хронично)</b>
Нема податоци
<b>Токсичност за алги (акутно)</b>
Нема податоци
<b>Токсичност за алги (хронично)</b>
Нема податоци
<b>Бактериска токсичност</b>
Нема податоци

**12.2 Истрајност и разградливост**

Нема наводи на располагање.

**12.3 Био-акумулативен потенцијал**

Нема наводи на располагање.

**12.4 Мобилност во тлото**

Нема наводи на располагање.

**12.5 Резултати од PBT и vPvB-оценката**

Резултати од PBT и vPvB-оценката	
PBT-оценка	Нема податоци.
Оценка-vPvB	Не постојат податоци.

**12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften**

Нема наводи на располагање.

**12.7 Други штетни дејствија**

Нема наводи на располагање.

**12.8 Останати наводи**

Останати наводи
Да не се дозволи неконтролирано продирање на производот во околната.

**ОТСЕЧКА 13: Напомени за отстранување на отпад****13.1 Постапка на опходување со отпад****Производ**

Категоризацијата според клучен број на отпад треба да се изведе во склад со европскиот каталог за отпад (AVV) во договор со регионалната служба за фрлање отпад.

**Пакување**

Пакувањата мора да бидат испразнети до крај и треба да се проследат до отпадот исклучиво во склад со законските прописи за уредно фрлање на отпадоци. Пакувања кои што не се до крај испразнети треба да се фрлат како отпад во договор со регионалната служба за фрлање отпад.

**ОТСЕЧКА 14: Наводи за транспортот****14.1 Транспорт ADR/RID/ADN**

Производот не подлегнува на прописите ADR/RID/ADN.

**14.2 Транспорт IMDG**

Производот не подлегнува на IMDG-прописите.

**14.3 Transport ICAO-TI / IATA**

Производот не подлегнува на ICAO-TI / IATA прописите.

**14.4 Останати наводи**

Трговско име: STROMATOLYSER-NR DYE

Актуелна верзија: 1.0.1, изработено на ден: 04.05.2022

Заменета верзија: 1.0.0, изработено на ден: 19.05.2020

Регион: МК

Нема наводи на располагање.

## 14.5 Опасности по окolinата

Наводи во врска со опасности по окolinата, доколку релевантно, види 14.1 - 14.3.

## 14.6 Посебни безбедносни мерки за корисникот

Нема наводи на располагање.

## 14.7 Транспорт на масовни добра според прилогот II на спогодбата MARPOL и според IBC-кодот

Не е релевантно

## ОТСЕЧКА 15: Правни прописи

### 15.1 Прописи за безбедност, здравствена заштита и заштита на окolinата / специфични правни прописи за материјата или за смесата

#### ЕУ прописи

##### Уредба (ЕГ) бр. 1907/2006 (REACH) додаток XIV (Список на материјали за кои што постои обврска за добивање дозвола за нивно регистрирање)

Според постоечките податоци и/или во склад со наводите на претходните испорачувачи, производот не содржи материјал (материјали) кои што според Уредбата REACH (ЕГ) 1907/2006 додаток XIV важи (важат) како материјал (материјали) за кои што постои обврска за добивање дозвола за нивно регистрирање.

##### REACH списокот за кандидати како материјали за кои постои посебна загриженост дека се опасни (SVHC) за постапката за регистрирање

Според постоечките податоци и/или според податоците од претходните испорачувачи, производот не содржи материјал (материјали), која што / кои што според член 57 во врска со член 59 од Уредбата REACH (ЕГ) 1907/2006 се смета за материјал (материјали) кои доаѓаат во предвид за вклучување во додатокот XIV (Список на материјали за кои што постои обврска за добивање дозвола за нивно регистрирање).

##### Уредба (ЕГ) бр. 1907/2006 (REACH) додаток XVII: ограничувања при производството, на ставањето во промет и на употребата на одреден опасни материји, смеси и изработки

Производот подлегнува на Уредбата REACH (ЕГ) 1907/2006 прилог XVII. | Бр. 3

##### Регулатива 2012/18/EU за совладување на опасностите предизвикани од тешки несреќи со опасни материјали

Производот не подлегнува на прилогот I, дел 1 или 2.

### 15.2 Оценка на безбедноста на материјата

Нема наводи на располагање.

## ОТСЕЧКА 16: Останати наводи

#### Извори на податоци, кои што беа употребени за изработка на списокот со податоци:

Уредба (ЕГ) бр. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) во конкретно важечкото издание.

Уредби 2000/39/EG, 2006/15/EG, 2009/161/EU, 2017/164/EU.

Национални списоци за гранични вредности на работното место, на конкретните држави, во конкретно важечките изданија.

Транспортни прописи според ADR, RID, IMDG, IATA во конкретно важечкото издание.

Извори на податоци кои што биле употребувани за утврдување на физикални, токсиколошки и еко-токсиколошки податоци, се внесени директно во конкретните отсечки од текстот.

#### Подрачје кое го издава списокот на податоци

UMCO GmbH

Georg-Wilhelm-Str. 187, D-21107 Hamburg

Tel.: +49 40 / 555 546 300 Fax: +49 40 / 555 546 357 e-mail: umco@umco.de

Податоците се засновуваат на денешната состојба на наши информации и искуства.

Безбедносната спецификација ги опишува производите во поглед на барањата за безбедност.

Податоците немаат значење на гаранции за особини нити пак претставуваат образложение за договорен правен однос.

Авторски заштитен документ. Измени или умножувања мора изричito да се дозволат од страна на друштвото со ограничена одговорност UMCO GmbH.

Трговско име: STROMATOLYSER-NR DYE

Актуелна верзија: 1.0.1, изработено на ден: 04.05.2022

Заменета верзија: 1.0.0, изработено на ден: 19.05.2020

Регион: МК

Prod-ID 24773